





Head Support Hardware (EN)
Hardware für die Kopfstütze (DE)
Matériel de support de tête (FR)
Hardware di supporto per la testa (IT)
Hardware de soporte para la cabeza (ES)



UniLink Ultra Headrest Hardware **UniLink Ultra Kopfstützen-Hardware** **Matériel d'appui-tête UniLink Ultra** **Hardware per poggiatesta UniLink Ultra** **Herrajes para reposacabezas UniLink Ultra**

Owner's Manual - Maintenance Guide
Benutzerhandbuch - Wartungsanleitung
Manuel d'utilisation - Guide d'entretien
Manuale d'uso - Guida alla manutenzione
Manual de usuario - Guía de mantenimiento

Customer Satisfaction	i
General Information	ii
Warranty	ii
Supplier Reference.....	ii
Warning Labels.....	iii
Warning Labels.....	iii
Limited Liability.....	iii
Testing	iii
Design and Function	1
Intended Use.....	1
Features.....	1
Fasteners Included	1
Installation	2-5
Hardware Assembly	2
Installing the Seat Back Mount.....	3
Mounting Headrest to Hardware.....	4
Adjusting the UniLink Ultra Headrest	5
First Time Use	6
Dealer Assistance	6
User Testing.....	6
Conditions of Use	6
Care and Maintenance.....	7
Safety	7
Cleaning.....	7
Disposal.....	7

Stealth Products is committed to 100% customer satisfaction. Your complete satisfaction is important to us. Please contact us with feedback or suggestions to help us improve the quality and usability of our products.

You may reach us at:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Phone: (512) 715-9995

Fax: (512) 715-9954

Toll Free: (800) 965-9229

Toll Free: (800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com



EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany	CH REP SODIMED SA Chemin Praz Devant 12 1032 Romanel sur-Lausanne Switzerland	UK Authorized Representative MDSS-UK RP 6 Wilmslow Road, Rusholme Manchester M14 5TP United Kingdom
--	--	---

General

Read and understand all instructions prior to the use of the product. Failure to adhere to instructions and warnings in this document may result in property damage, injury, or death. Product misuse or failure to follow instructions will void the warranty.

Immediately discontinue use if any function is compromised, if parts are missing or loose, or if any component shows signs of excessive wear. Consult with your supplier for repair, adjustment, or replacement.

All persons responsible for fitting, adjustment, and daily use of the devices discussed in these instructions must be familiar with and understand all safety aspects of the devices mentioned. In order for our products to be used successfully, you must read and understand all instructions and warnings, and maintain our products according to our instructions on care and maintenance.

The installation instructions will guide you through this product's options and possibilities.

Instructions are written with the expressed intent of use with standard configurations. They also contain important safety and maintenance information, as well as describe possible problems that can arise during use. For further assistance, or more advanced applications, please contact **Stealth Products** at (512) 715-9995 or toll free at (800) 965-9229 or your supplier.

Always keep the operating instructions in a safe place so they may be referenced as necessary.

All information, pictures, illustrations, and specifications are based on the product information that was available at the time of printing. Pictures and illustrations shown in these instructions are representative examples and are not intended to be exact depictions of the various parts of the product.

CAUTION

These products are designed to be fitted, applied, and installed exclusively by a healthcare professional trained for these purposes. The fitting, application, and installation by a non-qualified individual could result in serious injury.

Warranty

Our products are designed, manufactured, and produced to the highest of standards. If any defect in material or workmanship is found, **Stealth Products** will repair or replace the product at our discretion. Any implied warranty, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall not extend beyond the duration of this warranty. **Stealth Products** does not warrant damage due to, but not limited to: Misuse, abuse, or misapplication of product, and/or modification of product without written approval from **Stealth Products, LLC**. Any alteration or lack of serial number, where applicable, will automatically void all warranty.

Stealth Products, LLC is liable for replacement parts only. **Stealth Products, LLC** is not liable for any incurred labor costs.

Stealth Products warrants against failure due to defective materials or workmanship:

Covers: 2 years
Hardware: 5 years
Electronics: 3 years

In the event of a product failure covered by our warranty, please follow the procedures outlined below:

Call **Stealth Products** at (512) 715-9995 or toll free at (800) 965-9229.

Request a Return Authorization (RA) form from the Returns Department and follow the documentation instructions.

You can download additional copies of this manual by accessing the Stealth website (www.stlpro.site/stealth-docs) and searching "UniLink Ultra" in the search bar at the top of the page.

Supplier Reference

Supplier:	
Telephone:	
Address:	
Purchase Date:	
Model:	

Warning Labels

Warnings are included for the safety of the user, client, operator, and property. Please read and understand what the signal words **DANGER**, **WARNING**, **CAUTION**, **NOTICE**, and **SAFETY** mean, and how they could affect the user, those around the user, and property.



DANGER

Identifies an **imminent** situation which, if not avoided, may result in **severe injury, death, and property damage**.



WARNING

Identifies a **potential** situation which, if not avoided, may result in **severe injury, death, and property damage**.



CAUTION

Identifies a **potential** situation which, if not avoided, may result in **minor to moderate injury and property damage**.

NOTICE

Identifies important information not related to injury, but possible **property damage**.

SAFETY

Indicates steps or instructions for safe practices, reminders of safe procedures, or important safety equipment that may be necessary.

Limited Liability

Stealth Products, LLC accepts no liability for personal injury or damage to property that may arise from the failure of the user or other persons to follow the recommendations, warnings, and instructions in this manual.

Stealth Products does not hold responsibility for final integration of final assembly of product to end user. **Stealth Products** is not liable for user death or injury.

Testing


Initial setup and driving should be done in an open area free of obstacles until the user is fully capable of driving safely.

Intended Use

UniLink™ Ultra head support hardware provides a comprehensive solution to the most clinically challenging positioning issues. **UniLink Ultra** utilizes two independent support surfaces with unique adjustment capabilities that provide maximum occipital and proximal lateral cervical support. Combined with versatile **UniLink** hardware, **UniLink Ultra** gives clinicians additional positioning options to accommodate asymmetrical postures and deformities.

Features

- Independent support of the occipital and sub-occipital region.
- Independent anterior, posterior, rotational, and angular adjustment of either head pad.
- Facilitates additional clinical interventions with the addition of the Low Profile Swing-Away System and accessories.



Ultra Headrest Hardware shown mounted on a Quick Clean Release (QCR) stem. A UniLink QCR stem is required.

Fasteners Included


PART	DESCRIPTION	QTY
A	M5 x 0.8 x 25mm Socket Head Screws	5
B	M5 Flat Washers	5
C	M5 x 0.8 x 14mm Nylon Socket Head Screws	8
D	1/4-20 x 1 Socket Head Screw	2
E	10-32 x 1 Socket Head Screw	4
F	1/4-20 Nylon Lock Nut	2
G	M6 x 1 x 18mm Button Head Screw	2
H	M5 x 0.8 x 18mm Button Head Screw	4
J	M6 Nylon Lock Nut	2

Hardware Assembly

Step 1: Remove the M5 x 0.8 x 25mm socket head screw (A) and M5 washer (B) from the mount on the end of the down post (C).

Step 2: Remove the link nut (D) from the end of the down post (C). Insert the conical connector of the down post to the link on the headrest hardware (E).



Ultra Headrest Hardware shown mounted on a Quick Clean Release (QCR) stem. A UniLink QCR stem is required.



Step 3: Replace the link nut (D), M5 washer (B) and M5 x 0.8 x 25mm socket head screw (A) into the assembly and tighten the screw to secure the headrest hardware into position.

Installing the Seat Back Mount


- Step 1:** Align the seat back mount to the back at the necessary height. With two or four socket head screws (see Option 1 or Option 2 below), secure the seat back mount to the back frame. Tighten with a 5mm hex key.
- Step 2:** Loosen the seat back mount handle slightly for down post clearance.
- Step 3:** Insert down post into the seat back mount opening.
- Step 4:** Secure the down post to the seat back mount by tightening the handle in a clockwise direction. Ensure the bottom of the stop collar is flush to the top of the seat back mount clamp.



CAUTION

Incorrect installation of the seat back mount can lead to irritation for the user.


Mounting Headrest to Hardware




STEP 1

Step 1: Place the 17mm ball in the socket located at the rear of the headrest. Slide the split ring over the shaft behind the ball and then towards the headrest to retain the ball.

Step 2: Thread the four socket head screws through the holes in the split rings and into the mount on the headrest.



STEP 2



STEP 3

Step 3: Working diagonally, evenly tighten the screws making sure the split ring remains parallel with the headrest mount.

Repeat the process for the sub-occipital pad.




CAUTION

Do not over-tighten fasteners, as it may lead to damaged parts and premature failure. If repeated loosening of fasteners occurs, a suitable thread-locking compound can be applied.

Adjusting the UniLink Ultra Headrest


UniLink™

Step 1: To adjust the **UniLink** links of the **UniLink Ultra Headrest**, loosen the socket head screw at the joint you wish to adjust with a 4mm hex key. Move the joint to the desired angle, and tighten the screw to secure it.




Occipital

Step 2: The Occipital Pad is adjustable in three planes. Loosen the four socket head screws holding the split ring to the pad and deflect the pad up, down, left, right, or rotate. Evenly tighten the four screws to secure in the new orientation.



Sub-Occipital

Step 3: The sub-occipital pad is adjusted in same fashion as the occipital pad with one additional adjustment available. Loosen the two screws shown in the illustration to the left, and the pad can be moved forward and backward to tailor the fit to the client. Tighten the two screws to lock in the new fit.



Dealer Assistance

During first-time use by the user, it is advised that the dealer or service technician not only assembles the product, but also explains the configuration of user positioning to the user (i.e., the user and/or the attendant). If needed, the dealer can make final adjustments.



WARNING

The **UniLink™ Ultra Headrest** should only be prescribed and fitted by a qualified health care professional.

User Testing

It is important that the customer is fully aware of the installation of the **UniLink Ultra** Headrest, how to use it, and how it can be adjusted to fit the client comfortably. As a dealer, proceed as follows:

- Explain and show the customer how you have executed the installation and explain the function.
- Have the user test the position of the **UniLink Ultra Headrest**.
- Is the hardware in the proper position for the client?
- Can all controls be operated safely and with minimal effort?
- If needed, make any adjustments to the positioning.
- Explain possible problems to the customer and how to address them.

Conditions of Use

The **UniLink Ultra Headrest** is intended for use as installed by the dealer, in accordance to the installation instructions in this manual.

Ensure the foreseen conditions of use are communicated by the dealer or service technician to the user and/or attendant during the first-time use.

If usage conditions change significantly, please contact your dealer or a qualified service technician to avoid unintended damage.



DANGER

Failure to comply with these warnings could result in serious bodily harm.

Safety

- Periodically check the hardware for loose screws or worn parts.
- Check the headrest for any foam breakdown and/or metal coming through the foam. This could be potentially dangerous to the client.

SAFETY

Repair or replace parts as needed.



WARNING

During transport, ensure that the client is properly aligned and that seat belts and harnesses are fastened.



WARNING

Make sure the alignment of the headrest will not cause the user to be moved into a position that would create force against any part of their body.



WARNING

Using a headrest without the covers in place can lead to discomfort for the user and excess wear on the foam pad.

Cleaning

- To wash the cover, remove the cover from the headrest.
- Machine wash the cover in cold water, delicate cycle, and drip dry.
- Do not allow the foam to get wet.
- Do not use the headrest without the cover in place.



WARNING

DO NOT use bleach. **DO NOT** iron.
Do not wash or dry in temperatures in excess of 176°F (80°C).

Disposal

For products that contain batteries or electronics, return the product to qualified personnel for disposal. All components of the product should be disposed of properly in accordance with respective local and national environmental regulations.

Kundenzufriedenheit	i
Allgemein	i
Allgemeine Informationen.....	ii
Garantie	ii
Lieferantenreferenz	ii
Warnschilder	iii
Warnschilder	iii
Beschränkte Haftung	iii
Testen.....	iii
Design und Funktion	1
Verwendungszweck.....	1
Merkmale	1
Befestigungselemente enthalten	1
Installation	2-5
Hardware-Montage.....	2
Installieren der Rückenlehnenhalterung	3
Montage der Kopfstütze an der Hardware	4
Anpassen der UniLink Ultra-Kopfstütze	5
Erstmalige Verwendung	6
Händlerunterstützung	6
Benutzertests	6
Nutzungsbedingungen.....	6
Pflege und Wartung	7
Sicherheit.....	7
Reinigung	7
Verfügung	7

Kundenzufriedenheit

Stealth Products verpflichtet sich zu 100 % Kundenzufriedenheit. Ihre vollste Zufriedenheit ist uns wichtig. Bitte kontaktieren Sie uns mit Feedback oder Vorschlägen, die uns helfen, die Qualität und Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte zu verbessern.

Sie erreichen uns unter:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Telefon: (512) 715-9995
Fax: (512) 715-9954

Zollfrei: (800) 965-9229
Zollfrei Fax: (800) 806-1225

info@stealthproducts.com
www.stealthproducts.com



EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany	CH REP SODIMED SA Chemin Praz Devant 12 1032 Romanel sur-Lausanne Switzerland	Bevollmächtigter Vertreter in Großbritannien MDSS-UK RP 6 Wilmslow Road, Rusholme Manchester M14 5TP United Kingdom
---	---	---

Allgemein

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Produkts. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in diesem Dokument kann zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Der Missbrauch des Produkts oder die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn eine Funktion beeinträchtigt ist, wenn Teile fehlen oder locker sind oder wenn eine Komponente Anzeichen von übermäßigem Verschleiß aufweist. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur, Einstellung oder Austausch an Ihren Lieferanten.

Alle Personen, die für die Montage, Einstellung und den täglichen Gebrauch der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte verantwortlich sind, müssen alle Sicherheitsaspekte der genannten Geräte kennen und verstehen. Damit unsere Produkte erfolgreich verwendet werden können, müssen Sie alle Anweisungen und Warnungen lesen und verstehen und unsere Produkte gemäß unseren Pflege- und Wartungsanweisungen warten.

Die Installationsanleitung führt Sie durch die Optionen und Möglichkeiten dieses Produkts.

Anweisungen wurden mit der ausdrücklichen Absicht geschrieben, sie mit Standardkonfigurationen zu verwenden. Sie enthalten auch wichtige Sicherheits- und Wartungsinformationen und beschreiben mögliche Probleme, die während des Gebrauchs auftreten können. Für weitere Unterstützung oder erweiterte Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an **Stealth Products** unter (512) 715-9995 oder gebührenfrei unter (800) 965-9229.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf nachschlagen können.

Alle Informationen, Bilder, Illustrationen und Spezifikationen basieren auf den Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbar waren. Die in dieser Anleitung gezeigten Bilder und Illustrationen sind repräsentative Beispiele und sollen keine genauen Darstellungen der verschiedenen Teile des Produkts sein.

**VORSICHT**

Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie ausschließlich von medizinischem Fachpersonal angepasst, angewendet und installiert werden, das für diese Zwecke ausgebildet wurde. Die Montage, Anwendung und Installation durch eine nicht qualifizierte Person kann zu schweren Verletzungen führen.

Garantie

Unsere Produkte werden nach den höchsten Standards entworfen, hergestellt und produziert. Wenn ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird, wird Stealth Products das Produkt nach unserem Ermessen reparieren oder ersetzen. Jegliche stillschweigende Garantie, einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, erstreckt sich nicht über die Dauer dieser Garantie hinaus. **Stealth Products** garantiert keine Schäden aufgrund von, aber nicht beschränkt auf: Missbrauch, Missbrauch oder falsche Anwendung des Produkts und/oder Modifikation des Produkts ohne schriftliche Genehmigung von **Stealth Products, LLC**. Jegliche Änderung oder das Fehlen der Seriennummer führt gegebenenfalls automatisch zum Erlöschen der Garantie.

Stealth Products, LLC haftet nur für Ersatzteile. **Stealth Products, LLC** haftet nicht für anfallende Arbeitskosten.

Stealth Products garantiert gegen Ausfälle aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern:

Bezüge: 2 Jahre

Hardware: 5 Jahre

Elektronik: 3 Jahre

Im Falle eines Produktfehlers, der von unserer Garantie abgedeckt wird, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Rufen Sie **Stealth Products** unter (512) 715-9995 oder gebührenfrei unter (800) 965-9229 an.

Fordern Sie ein Rücksendegenehmigungsformular (RA) bei der Rücksendeabteilung an und befolgen Sie die Dokumentationsanweisungen.

Sie können zusätzliche Exemplare dieses Handbuchs herunterladen, indem Sie auf die Stealth-Website (<https://stlpro.site/stealth-docs>) zugreifen und in der Suchleiste oben auf der Seite nach „UniLink Ultra“ suchen.

Lieferantenreferenz

Lieferant:	
Telefon:	
Adresse:	
Kaufdatum:	
Modell:	

Warnschilder

Warnhinweise dienen der Sicherheit des Benutzers, des Kunden, des Bedieners und des Eigentums. Bitte lesen und verstehen Sie, was die Signalwörter **GEFAHR**, **WARNUNG**, **VORSICHT**, **HINWEIS** und **SICHERHEIT** bedeuten und wie sie sich auf den Benutzer, die Umgebung des Benutzers und das Eigentum auswirken können.



GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen, Tod und Sachschäden führen kann.



WARNUNG

Kennzeichnet eine potenzielle Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, kann zu schweren Verletzungen, Tod und Sachschäden führen.



VORSICHT

Kennzeichnet eine potenzielle Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten bis mittelschweren Verletzungen und Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Kennzeichnet wichtige Informationen, die sich nicht auf Verletzungen beziehen, sondern auf mögliche Sachschäden.

SICHERHEIT

Weist auf Schritte oder Anweisungen für sichere Praktiken, Erinnerungen an sichere Verfahren oder wichtige Sicherheitsausrüstungen hin, die möglicherweise erforderlich sind.

Beschränkte Haftung

Stealth Products, LLC übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die dadurch entstehen können, dass der Benutzer oder andere Personen die Empfehlungen, Warnungen und Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgen.

Stealth Products übernimmt keine Verantwortung für die endgültige Integration der Endmontage des Produkts für den Endbenutzer. **Stealth Products** haftet nicht für Tod oder Verletzung des Benutzers.

Testen


Die Ersteinrichtung und das Fahren sollten in einem offenen Bereich ohne Hindernisse erfolgen, bis der Benutzer in der Lage ist, sicher zu fahren.

Verwendungszweck

UniLink™ Ultra Kopfstützenhardware bietet eine umfassende Lösung für die klinisch anspruchsvollsten Positionierungsprobleme. **UniLink Ultra** verwendet zwei unabhängige Stützflächen mit einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten, die eine maximale okzipitale und proximale laterale zervikale Unterstützung bieten. In Kombination mit der vielseitigen UniLink-Hardware bietet **UniLink Ultra** Ärzten zusätzliche Positionierungsoptionen, um asymmetrischen Körperhaltungen und Deformitäten Rechnung zu tragen.

Merkmale

- Unabhängige Unterstützung der okzipitalen und subokzipitalen Region.
- Unabhängige anteriore, posteriore, Rotations- und Winkereinstellung beider Kopfpolster.
- Erleichtert zusätzliche klinische Eingriffe mit dem Low-Profile-Swing-Away-System und Zubehör.



Ultra Headrest Hardware auf einem Quick Clean Release (QCR) Schaft montiert. Ein UniLink QCR-Vorbau ist erforderlich.

Befestigungselemente enthalten


TEIL	BEZEICHNUNG	MENGE
A	M5 x 0,8 x 25 mm Innensechskantschrauben	5
B	M5 Unterlegscheiben	5
C	M5 x 0,8 x 14 mm Nylon-Innensechskantschrauben	8
D	1/4-20 x 1 Innensechskantschraube	2
E	10-32 x 1 Innensechskantschraube	4
F	1/4-20 Nylon-Kontermutter	2
G	M6 x 1 x 18 mm Rundkopfschraube	2
H	M5 x 0,8 x 18 mm Rundkopfschraube	4
J	M6 Nylon Lock Nut	2

Hardware-Montage

Schritt 1: Entfernen Sie die M5 x 0,8 x 25 mm Innensechskantschraube (A) und die M5 Unterlegscheibe (B) von der Halterung am Ende der unteren Stange (C).

Schritt 2: Entfernen Sie die Verbindungsmutter (D) vom Ende der unteren Stange (C). Stecken Sie den konischen Verbinder des unteren Pfostens in die Verbindung an der Kopfstützen-Hardware (E).

Ultra Headrest Hardware auf einem Quick Clean Release (QCR) Schaft montiert. Ein UniLink QCR-Vorbau ist erforderlich.



Schritt 3: Bringen Sie die Verbindungsmutter (D), die M5-Unterlegscheibe (B) und die M5 x 0,8 x 25 mm Innensechskantschraube (A) wieder in der Baugruppe an und ziehen Sie die Schraube fest, um die Kopfstützen-Hardware in Position zu sichern.



Installieren der Rückenlehnenhalterung

Schritt 1: Richten Sie die Rückenlehnenhalterung in der erforderlichen Höhe nach hinten aus. Befestigen Sie die Rückenlehnenhalterung mit zwei oder vier Innensechskantschrauben (siehe Option 1 oder Option 2 unten) am Rückenlehnenrahmen. Mit einem 5-mm-Sechskantschlüssel festziehen.

Schritt 2: Lösen Sie den Sitzlehnenhalterungsgriff leicht, um Spielraum für die untere Stange zu haben.

Schritt 3: Stecken Sie den unteren Pfosten in die Öffnung der Sitzlehnenhalterung.


Schritt 4: Sichern Sie den unteren Pfosten an der Rückenlehnenhalterung, indem Sie den Griff im Uhrzeigersinn festziehen. Stellen Sie sicher, dass die Unterseite des Anschlagklemm bündig mit der Oberseite der Rückenlehnen-Befestigungsklemme ist.



! VORSICHT

Falsche Installation der Sitzlehnenhalterung kann zu Irritationen beim Benutzer führen.


Montage der Kopfstütze an der Hardware




SCHRITT 1

Schritt 1: Stecken Sie die 17-mm-Kugel in die Fassung auf der Rückseite der Kopfstütze. Schieben Sie den geteilte ringe über den Schaft hinter die Kugel und dann in Richtung der Kopfstütze, um die Kugel zu halten.

Schritt 2: Führen Sie die vier Innensechskantschrauben durch die Löcher in den geteilten Ringen und in die Halterung an der Kopfstütze.



SCHRITT 2



SCHRITT 3

Schritt 3: Arbeiten Sie diagonal, ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an und achten Sie darauf, dass der geteilte ringe parallel zur Kopfstützenhalterung bleibt.

Wiederholen Sie den Vorgang für das subokzipitale Polster.




VORSICHT

Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht zu fest an, da dies führen kann zu beschädigten Teilen und vorzeitigem Ausfall. Bei wiederholtem Lösen von Befestigungselementen ist ein geeigneter Schraubensicherungsack aufgetragen werden.

Anpassen der UniLink Ultra-Kopfstütze

UniLink™


SCHRITT 1



Schritt 1: Um die UniLink-Verbindungen der UniLink Ultra-Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Innensechskantschraube an dem Gelenk, das Sie einstellen möchten, mit einem 4-mm-Sechskantschlüssel. Bewegen Sie das Gelenk in den gewünschten Winkel und ziehen Sie die Schraube fest, um es zu sichern.

Okzipital


Schritt 2: Das Okzipitalpolster ist in drei Ebenen verstellbar. Lösen Sie die vier Innensechskantschrauben, die den Spaltring am Bremsbelag halten, und lenken Sie den Bremsbelag nach oben, unten, links, rechts oder drehen Sie ihn. Ziehen Sie die vier Schrauben gleichmäßig an, um sie in der neuen Ausrichtung zu sichern.



SCHRITT 2

Subokzipital

SCHRITT 3



Schritt 3: Das subokzipitale Polster wird auf die gleiche Weise wie das okzipitale Polster eingestellt, wobei eine zusätzliche Einstellung verfügbar ist. Lösen Sie die beiden in der Abbildung links gezeigten Schrauben und die Pad kann nach vorne verschoben werden und rückwärts, um die anzupassen zum Kunden passen. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, um den neuen Sitz zu sichern.

Händlerunterstützung

Bei der erstmaligen Verwendung durch den Benutzer wird empfohlen, dass der Händler oder Servicetechniker das Produkt nicht nur zusammenbaut, sondern dem Benutzer (d. h. dem Benutzer und/oder der Begleitperson) auch die Konfiguration der Benutzerpositionierung erklärt. Bei Bedarf kann der Händler letzte Anpassungen vornehmen.



WARNUNG

Die **UniLink™ Ultra-Kopfstütze** sollte nur von einem qualifizierten medizinischen Fachpersonal verschrieben und angepasst werden.

Benutzertests

Es ist wichtig, dass der Kunde vollständig über die Installation der **UniLink Ultra-Kopfstütze** informiert ist, wie sie verwendet wird und wie sie so eingestellt werden kann, dass sie dem Kunden bequem passt. Als Händler gehen Sie wie folgt vor:

- Erklären und zeigen Sie dem Kunden, wie Sie die Installation durchgeführt haben und erklären Sie die Funktion.
- Lassen Sie den Benutzer die Position der **UniLink Ultra-Kopfstütze** testen.
- Befindet sich die Hardware in der richtigen Position für den Kunden?
- Lassen sich alle Bedienelemente sicher und mit minimalem Kraftaufwand bedienen?
- Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen an der Positionierung vor.
- Erklären Sie dem Kunden mögliche Probleme und deren Lösung.

Nutzungsbedingungen

Die **UniLink Ultra-Kopfstütze** ist für die Verwendung in der vom Händler installierten Form gemäß den Installationsanweisungen in diesem Handbuch vorgesehen.

Stellen Sie sicher, dass die vorgesehenen Nutzungsbedingungen dem Benutzer und/oder der Begleitperson bei der erstmaligen Verwendung vom Händler oder Servicetechniker mitgeteilt werden.

Wenn sich die Nutzungsbedingungen erheblich ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen qualifizierten Servicetechniker, um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden.



GEFAHR

Nichtbeachtung dieser Warnungen
kann zu schweren Körperverletzungen führen.

Sicherheit

- Überprüfen Sie die Hardware regelmäßig auf lose Schrauben oder verschlissene Teile.
- Überprüfen Sie die Kopfstütze auf Schaumstoffschäden und/oder Metall, das durch den Schaumstoff gelangt. Dies könnte potenziell gefährlich für den Client sein.

SICHERHEIT

Reparieren oder ersetzen Sie Teile nach Bedarf.



WARNUNG

Stellen Sie während des Transports sicher, dass der Kunde richtig ausgerichtet ist und dass Sicherheitsgurte und Gurte angelegt sind.



WARNUNG

Achten Sie auf die Ausrichtung der Kopfstütze wird nicht dazu führen, dass der Benutzer in eine Position gebracht wird, die Kraft gegen irgendeinen Teil seines Körpers erzeugen würde.



WARNUNG

Die Verwendung einer Kopfstütze ohne angebrachte Bezüge kann zu Unbehagen für den Benutzer und zu übermäßiger Abnutzung des Schaumstoffpolsters führen.

Reinigung

- Um den Bezug zu waschen, entfernen Sie den Bezug von der Kopfstütze.
- Den Bezug in kaltem Wasser im Schonwaschgang in der Maschine waschen und abtropfen lassen.
- • Lassen Sie den Schaumstoff nicht nass werden.
- • Verwenden Sie die Kopfstütze nicht ohne angebrachten Bezug.



WARNUNG

Benutzen Sie keine Bleiche. Kein Bügeln. Nicht bei Temperaturen über 80°C (176°F) waschen oder trocknen.

Verfügung

Geben Sie Produkte, die Batterien oder Elektronik enthalten, zur Entsorgung an qualifiziertes Personal zurück. Alle Bestandteile des Produkts sind gemäß den jeweiligen örtlichen und nationalen Umweltvorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

Satisfaction du client	i
Général	i
Informations générales	ii
Garantie	ii
Référence du fournisseur	ii
Étiquettes d'avertissement	iii
Étiquettes d'avertissement	iii
Responsabilité limitée	iii
Expérimentation	iii
Conception et fonction.....	1
Utilisation prévue	1
Fonctionnalités	1
Fixations incluses.....	1
Installation	2-5
Assemblage du matériel.....	2
Installation du support de dossier de siège	3
Montage de l'appui-tête sur le matériel	4
Réglage de l'appui-tête UniLink Ultra.....	5
Première Utilisation	6
Assistance concessionnaire	6
Test utilisateur	6
Conditions d'Utilisation	6
Entretien et maintenance	7
Sécurité	7
Nettoyage	7
Disposition.....	7

Stealth Products s'engage à satisfaire à 100% ses clients. Votre satisfaction totale est importante pour nous. Veuillez nous contacter avec des commentaires ou des suggestions pour nous aider à améliorer la qualité et la convivialité de nos produits.

Vous pouvez nous joindre au :



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphoner: (512) 715-9995

Fax: (512) 715-9954

Gratuit: (800) 965-9229

Gratuit: (800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com



EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany	CH REP SODIMED SA Chemin Praz Devant 12 1032 Romanel sur-Lausanne Switzerland	Représentant autorisé au Royaume-Uni MDSS-UK RP 6 Wilmslow Road, Rusholme Manchester M14 5TP United Kingdom
--	--	--

Général

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Le non-respect des instructions et des avertissements contenus dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit ou le non-respect des instructions annulera la garantie.

Arrêtez immédiatement l'utilisation si une fonction est compromise, si des pièces sont manquantes ou desserrées, ou si un composant montre des signes d'usure excessive. Consultez votre fournisseur pour la réparation, le réglage ou le remplacement.

Toutes les personnes responsables du montage, du réglage et de l'utilisation quotidienne des appareils mentionnés dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects de sécurité des appareils mentionnés. Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez lire et comprendre toutes les instructions et tous les avertissements, et entretenir nos produits conformément à nos instructions d'entretien et de maintenance.

Les instructions d'installation vous guideront à travers les options et les possibilités de ce produit.

Les instructions sont écrites avec l'intention exprimée d'utilisation avec des configurations standard. Ils contiennent également des informations importantes sur la sécurité et l'entretien, ainsi que la description des éventuels problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation. Pour une assistance supplémentaire ou des applications plus avancées, veuillez contacter **Stealth Products** au (512) 715-9995 ou sans frais au (800) 965-9229 ou votre fournisseur.

Conservez toujours les instructions d'utilisation dans un endroit sûr afin qu'elles puissent être consultées si nécessaire.

Toutes les informations, images, illustrations et spécifications sont basées sur les informations sur le produit qui étaient disponibles au moment de l'impression. Les images et illustrations présentées dans ces instructions sont des exemples représentatifs et ne sont pas destinées à être des représentations exactes des différentes parties du produit.



ATTENTION

Ces produits sont conçus pour être ajustés, appliqués et installés exclusivement par un professionnel de la santé formé à ces fins. Le montage, l'application et l'installation par une personne non qualifiée peuvent entraîner des blessures graves.

Garantie

Nos produits sont conçus, fabriqués et produits selon les normes les plus élevées. Si un défaut de matériau ou de fabrication est constaté, **Stealth Products** réparera ou remplacera le produit à sa discrétion. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, ne s'étendra pas au-delà de la durée de cette garantie. **Stealth Products** ne garantit pas les dommages dus, mais sans s'y limiter : Mauvaise utilisation, abus ou mauvaise application du produit et/ou modification du produit sans l'approbation écrite de **Stealth Products, LLC**. Toute altération ou absence de numéro de série, le cas échéant, annulera automatiquement toute garantie.

Stealth Products, LLC n'est responsable que des pièces de rechange. **Stealth Products, LLC** n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre encourus.

Stealth Products garantit contre les pannes dues à des défauts de matériaux ou de fabrication :

Couvertures : 2 ans

Matériel : 5 ans

Electronique : 3 ans

En cas de défaillance d'un produit couvert par notre garantie, veuillez suivre les procédures décrites ci-dessous :

Appelez **Stealth Products** au (512) 715-9995 ou sans frais au (800) 965-9229.

Demandez un formulaire d'autorisation de retour (RA) au service des retours et suivez les instructions de documentation.

Vous pouvez télécharger des copies supplémentaires de ce manuel en accédant au site Web de Stealth (www.stlpro.site/stealth-docs) et en recherchant « UniLink Ultra » dans la barre de recherche en haut de la page.

Référence du fournisseur

Fournisseur:	
Téléphone:	
Adresse:	
Date d'Achat:	
Maquette:	

Étiquettes d'Avertissement

Des avertissements sont inclus pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que signifient les mots-indicateurs **DANGER**, **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **SÉCURITÉ**, et comment ils pourraient affecter l'utilisateur, les personnes qui l'entourent et la propriété.



DANGER

Identifie une situation imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, la mort et des dommages matériels.



AVERTISSEMENT

Identifie une situation potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, la mort et des dommages matériels.



ATTENTION

Identifie une situation potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères à modérées et des dommages matériels.

AVIS

Identifie les informations importantes non liées à la blessure, mais dégâts matériels possibles.

SÉCURITÉ

Indique des étapes ou des instructions pour des pratiques sûres, des rappels de sécurité procédures ou équipements de sécurité importants qui peuvent être nécessaires.

Responsabilité Limitée

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels pouvant résulter du non-respect par l'utilisateur ou d'autres personnes des recommandations, avertissements et instructions de ce manuel.

Stealth Products n'est pas responsable de l'intégration finale de l'assemblage final du produit à l'utilisateur final. **Stealth Products** n'est pas responsable du décès ou des blessures de l'utilisateur.

Expérimentation


La configuration initiale et la conduite doivent être effectuées dans une zone dégagée sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit pleinement capable de conduire en toute sécurité.

Utilisation prévue

Le matériel de support de tête **UniLink™ Ultra** offre une solution complète aux problèmes de positionnement les plus difficiles sur le plan clinique. UniLink Ultra utilise deux surfaces de support indépendantes avec des capacités de réglage uniques qui fournissent un soutien cervical latéral occipital et proximal maximal. Combiné au matériel UniLink polyvalent, UniLink Ultra offre aux cliniciens des options de positionnement supplémentaires pour s'adapter aux postures asymétriques et aux déformations.

Fonctionnalités

- Prise en charge indépendante de la région occipitale et sous-occipitale.
- Ajustement antérieur, postérieur, rotatif et angulaire indépendant de l'un ou l'autre des coussinets de tête.
- Facilite les interventions cliniques supplémentaires grâce à l'ajout du système Low Profile Swing-Away et d'accessoires.



Matériel d'appui-tête **UniLink Ultra** illustré monté sur une tige Quick Clean Release (QCR). Une tige UniLink QCR est requise.


Attaches incluses

PARTIE	LA DESCRIPTION	Qté
A	Vis à tête creuse M5 x 0,8 x 25 mm	5
B	Rondelles plates M5	5
C	Vis à tête creuse en nylon M5 x 0,8 x 14 mm	8
D	Vis à tête creuse 1/4-20 x 1	2
E	Vis à tête creuse 10-32 x 1	4
F	Écrou de blocage en nylon 1/4-20	2
G	Vis à tête ronde M6 x 1 x 18 mm	2
H	Vis à tête ronde M5 x 0,8 x 18 mm	4
J	Écrou de blocage en nylon M6	2

Assemblage du matériel

Étape 1: Retirez la vis à tête creuse M5 x 0,8 x 25 mm (A) et la rondelle M5 (B) du support à l'extrémité du montant inférieur (C).

Étape 2: Retirez l'écrou de liaison (D) de l'extrémité du montant inférieur (C). Insérez le connecteur conique de la tige inférieure dans le lien de la quincaillerie de l'appui-tête (E).



Étape 3: Remplacez l'écrou de liaison (D), la rondelle M5 (B) et la vis à tête creuse M5 x 0,8 x 25 mm (A) dans l'assemblage et serrez la vis pour fixer la quincaillerie de l'appui-tête en position.


Installation du support de dossier de siège

Étape 1: Alignez le support du dossier du siège sur le dossier à la hauteur nécessaire. Avec deux ou quatre vis à tête creuse (voir l'option 1 ou l'option 2 ci-dessous), fixez le support du dossier du siège au cadre du dossier. Serrez avec une clé hexagonale de 5 mm.

Étape 2: Desserrez légèrement la poignée de montage du dossier du siège pour dégager le montant vers le bas.

Étape 3: Insérez la tige inférieure dans l'ouverture du support du dossier du siège.


Étape 4: Fixez la tige inférieure au support du dossier du siège en serrant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que le bas du collier d'arrêt est aligné avec le haut de la pince de montage du dossier de siège.



⚠ ATTENTION

Mauvaise installation du support de dossier de siège peut entraîner une irritation pour l'utilisateur.


Montage de l'appui-tête sur le matériel




ÉTAPE 1

Étape 1: Placez la balle de 17 mm dans la douille située à l'arrière de l'appui-tête. Faites glisser l'anneau fendu sur l'arbre derrière la balle, puis vers l'appui-tête pour retenir la balle.

Étape 2: Faites passer les quatre vis à tête creuse dans les trous des anneaux fendus et dans le support de l'appui-tête.



ÉTAPE 2



ÉTAPE 2

Étape 3: En travaillant en diagonale, serrez uniformément les vis en vous assurant que l'anneau fendu reste parallèle au support de l'appui-tête.

Répétez le processus pour le coussin sous-occipital.




ATTENTION

Ne serrez pas trop les fixations, car cela pourrait endommager les pièces et entraîner une défaillance prématurée. En cas de desserrage répété des fixations, un composé frein-filet approprié peut être appliqué.

Réglage de l'appui-tête UniLink Ultra

UniLink™




STEP 1

Étape 1: Pour ajuster les maillons UniLink de l'appui-tête UniLink Ultra, desserrez la vis à tête creuse au niveau de l'articulation que vous souhaitez ajuster avec une clé hexagonale de 4 mm. Déplacez le joint à l'angle souhaité et serrez la vis pour le fixer.

Occipital


Étape 2: Le coussinet occipital est réglable sur trois plans. Desserrez les quatre vis à six pans creux qui maintiennent la bague fendue au patin et déviez le patin vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou faites-le pivoter. Serrez uniformément les quatre vis pour fixer dans la nouvelle orientation.



STEP 2

Sous-Occipital

Étape 3: Le coussinet sous-occipital est ajusté de la même manière que le coussinet occipital avec un réglage supplémentaire disponible. Desserrez les deux vis indiquées sur l'illustration de gauche et le tampon peut être déplacé vers l'avant et vers l'arrière pour adapter le adapté au client. Serrer les deux vis pour verrouiller dans la nouvelle coupe.



STEP 3

Assistance concessionnaire

Lors de la première utilisation par l'utilisateur, il est conseillé que le revendeur ou le technicien de maintenance non seulement assemble le produit, mais explique également la configuration du positionnement de l'utilisateur à l'utilisateur (c'est-à-dire l'utilisateur et/ou l'accompagnateur). Si nécessaire, le concessionnaire peut effectuer les derniers ajustements.

AVERTISSEMENT

L'appui-tête **UniLink™ Ultra** ne doit être prescrit et installé
)par un professionnel qualifié professionnel de santé.

Test utilisateur

Il est important que le client soit pleinement conscient de l'installation de l'appui-tête UniLink Ultra, de son utilisation et de la manière dont il peut être ajusté pour s'adapter confortablement au client. En tant que revendeur, procédez comme suit :

- Expliquez et montrez au client comment vous avez exécuté l'installation et expliquez la fonction.
- Demandez à l'utilisateur de tester la position du **UniLink Ultra Headrest**.
- Le matériel est-il dans la bonne position pour le client ?
- Toutes les commandes peuvent-elles être actionnées en toute sécurité et avec un minimum d'effort ?
- Si nécessaire, apportez des modifications au positionnement.
- Expliquer les problèmes possibles au client et comment les résoudre.

Conditions d'Utilisation

Le **UniLink Ultra Headrest** est destiné à être utilisé tel qu'installé par le revendeur, conformément aux instructions d'installation de ce manuel

Assurez-vous que les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le revendeur ou le technicien de service à l'utilisateur et/ou au préposé lors de la première utilisation.

Si les conditions d'utilisation changent de manière significative, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien de service qualifié pour éviter tout dommage involontaire.



DANGER

Non-respect de ces avertissements
pourrait entraîner des lésions corporelles graves.

Sécurité

- Vérifiez périodiquement la quincaillerie à la recherche de vis desserrées ou de pièces usées.
- Vérifiez l'appui-tête pour toute panne de mousse et/ou métal traversant la mousse. Cela pourrait être potentiellement dangereux pour le client.

SAFETY

Réparez ou remplacez les pièces au besoin.



AVERTISSEMENT

Pendant le transport, s'assurer que le client est correctement alignés et que les ceintures de sécurité et les harnais sont attachés.



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'alignement de l'appui-tête n'entraînera pas le déplacement de l'utilisateur dans une position qui créerait une force contre une partie de son corps.



AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un appui-tête sans les housses en place peut entraîner une gêne pour l'utilisateur et une usure excessive du coussin en mousse.

Nettoyage

- Pour laver la housse, retirez la housse de l'appui-tête.
- Laver la housse à la machine à l'eau froide, cycle délicat et égoutter.
- Ne laissez pas la mousse se mouiller.
- N'utilisez pas l'appui-tête sans la housse en place.

AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser d'eau de Javel. **Ne pas** repasser.
Ne pas laver ou sécher à des températures supérieures à 80 °C (176 °F).

Disposition

Pour les produits contenant des piles ou des composants électroniques, renvoyez le produit à un personnel qualifié pour élimination. Tous les composants du produit doivent être éliminés correctement conformément aux réglementations environnementales locales et nationales respectives.

Soddisfazione del cliente	i
Generale.....	i
Informazioni generali	ii
Garanzia	ii
Riferimento fornitore.....	ii
Etichette di avvertimento.....	iii
Etichette di avvertimento	iii
Responsabilità limitata	iii
Test.....	iii
Design e funzione	1
Uso previsto	1
Caratteristiche	1
Elementi di fissaggio inclusi.....	1
Installazione.....	2-5
Assemblaggio hardware.....	2
Installazione del supporto per lo schienale del sedile	3
Montaggio del poggiatesta sull'hardware	4
Regolazione del poggiatesta UniLink Ultra	5
Primo utilizzo	6
Assistenza Concessionaria	6
Test utente	6
Condizioni d'uso.....	6
Cura e manutenzione.....	7
Sicurezza.....	7
Pulizia.....	7
Disposizione	7

Soddisfazione del Cliente

Stealth Products si impegna a soddisfare al 100% la soddisfazione del cliente. La tua completa soddisfazione è importante per noi. Vi preghiamo di contattarci con feedback o suggerimenti per aiutarci a migliorare la qualità e l'usabilità dei nostri prodotti.

Puoi raggiungerci a:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Telephono: (512) 715-9995
Fax: (512) 715-9954

Numero Verde: (800) 965-9229
Numero Verde: (800) 806-1225

info@stealthproducts.com
www.stealthproducts.com



EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany	CH REP SODIMED SA Chemin Praz Devant 12 1032 Romanel sur-Lausanne Switzerland	Rappresentante autorizzato per il Regno Unito MDSS-UK RP 6 Wilmslow Road, Rusholme Manchester M14 5TP United Kingdom
---	---	--

Generale

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze contenute in questo documento può causare danni alla proprietà, lesioni o morte. L'uso improprio del prodotto o il mancato rispetto delle istruzioni invalideranno la garanzia.

Interrompere immediatamente l'uso se una qualsiasi funzione è compromessa, se le parti sono mancanti o allentate, o se qualche componente mostra segni di usura eccessiva. Consultare il proprio fornitore per riparazioni, regolazioni o sostituzioni.

Tutte le persone responsabili del montaggio, della regolazione e dell'uso quotidiano dei dispositivi discussi in queste istruzioni devono conoscere e comprendere tutti gli aspetti di sicurezza dei dispositivi menzionati. Affinché i nostri prodotti possano essere utilizzati con successo, è necessario leggere e comprendere tutte le istruzioni e le avvertenze e mantenere i nostri prodotti secondo le nostre istruzioni sulla cura e la manutenzione.

Le istruzioni di installazione ti guideranno attraverso le opzioni e le possibilità di questo prodotto.

Le istruzioni sono scritte con l'espresso intento di utilizzo con configurazioni standard. Contengono inoltre importanti informazioni sulla sicurezza e la manutenzione, oltre a descrivere i possibili problemi che possono sorgere durante l'uso. Per ulteriore assistenza o applicazioni più avanzate, contattare **Stealth Products** al numero (512) 715-9995 o il numero verde (800) 965-9229 o il proprio fornitore.

Conservare sempre le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro in modo che possano essere consultate se necessario.

Tutte le informazioni, le immagini, le illustrazioni e le specifiche si basano sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della stampa. Le immagini e le illustrazioni mostrate in queste istruzioni sono esempi rappresentativi e non intendono essere rappresentazioni esatte delle varie parti del prodotto.



ATTENZIONE

Questi prodotti sono progettati per essere montati, applicati e installati esclusivamente da personale sanitario addestrato a tali scopi. Il montaggio, l'applicazione e l'installazione da parte di una persona non qualificata possono causare lesioni gravi.

Garanzia

I nostri prodotti sono progettati, fabbricati e prodotti secondo i più alti standard. Se viene rilevato un difetto di materiale o di lavorazione, **Stealth Products** riparerà o sostituirà il prodotto a nostra discrezione. Qualsiasi garanzia implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, non si estenderà oltre la durata della presente garanzia. **Stealth Products** non garantisce danni dovuti a, ma non limitato a: uso improprio, abuso o applicazione errata del prodotto e/o modifica del prodotto senza l'approvazione scritta di **Stealth Products, LLC**. Qualsiasi alterazione o mancanza del numero di serie, ove applicabile, invaliderà automaticamente ogni garanzia.

Stealth Products, LLC è responsabile solo per le parti di ricambio. **Stealth Products, LLC** non è responsabile per eventuali costi di manodopera sostenuti.

Stealth Products garantisce contro guasti dovuti a materiali o manodopera difettosi:

Copertine: 2 anni

Hardware: 5 anni

Elettronica: 3 anni

In caso di guasto del prodotto coperto dalla nostra garanzia, seguire le procedure descritte di seguito:

Chiama **Stealth Products** al numero (512) 715-9995 o al numero verde (800) 965-9229.

Richiedi un modulo di Autorizzazione al Reso (RA) dal Reparto Resi e segui le istruzioni della documentazione.

È possibile scaricare copie aggiuntive di questo manuale accedendo al sito Web Stealth (www.stlpro.site/stealth-docs) e cercando "UniLink Ultra" nella barra di ricerca nella parte superiore della pagina.

Riferimento fornitore

Fornitore:	
Telefono:	
Indirizzo:	
Data di acquisto:	
Modello:	

Etichette di avvertimento

Sono incluse avvertenze per la sicurezza dell'utente, del cliente, dell'operatore e della proprietà. Leggere e comprendere cosa significano le parole di segnalazione **PERICOLO**, **AVVERTENZA**, **ATTENZIONE**, **AVVISO** e **SICUREZZA** e in che modo potrebbero influire sull'utente, sulle persone intorno all'utente e sulla proprietà.



PERICOLO

Identifica una situazione imminente che, se non evitata, può causare lesioni gravi, morte e danni alla proprietà.



AVVERTENZA

Identifica una situazione potenziale che, se non evitata, può causare lesioni gravi, morte e danni alla proprietà.



ATTENZIONE

Identifica una situazione potenziale che, se non evitata, può causare lesioni da lievi a moderate e danni alla proprietà.

AVVISO

Identifica informazioni importanti non correlate a lesioni, ma possibili danni materiali.

SICUREZZA

Indica passaggi o istruzioni per pratiche sicure, promemoria di sicurezza procedure o importanti dispositivi di sicurezza che potrebbero essere necessari.

Responsabilità Limitata

Stealth Products, LLC non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali o danni alla proprietà che potrebbero derivare dal mancato rispetto da parte dell'utente o di altre persone delle raccomandazioni, avvertenze e istruzioni in questo manuale.

Stealth Products non si assume alcuna responsabilità per l'integrazione finale dell'assemblaggio finale del prodotto all'utente finale. **Stealth Products** non è responsabile per morte o lesioni dell'utente.

Test


La configurazione iniziale e la guida devono essere eseguite in un'area aperta priva di ostacoli fino a quando l'utente non è completamente in grado di guidare in sicurezza.

Uso previsto

L'hardware del supporto per la testa **UniLink™ Ultra** fornisce una soluzione completa ai problemi di posizionamento clinicamente più difficili. UniLink Ultra utilizza due superfici di supporto indipendenti con capacità di regolazione uniche che forniscono il massimo supporto cervicale laterale occipitale e prossimale. In combinazione con l'hardware UniLink versatile, UniLink Ultra offre ai medici ulteriori opzioni di posizionamento per adattarsi a posture e deformità asimmetriche.

Caratteristiche

- Supporto indipendente della regione occipitale e sub-occipitale.
- Regolazione indipendente anteriore, posteriore, rotazionale e angolare di entrambi i cuscinetti per la testa.
- Facilita ulteriori interventi clinici con l'aggiunta del sistema oscillante a basso profilo e degli accessori.



Hardware per poggiatesta Ultra mostrato montato su uno stelo QCR (Quick Clean Release). È necessario uno stelo UniLink QCR.


Elementi di fissaggio inclusi

PARTE	DESCRIZIONE	Qtà
A	Viti a esagono incassato M5 x 0,8 x 25 mm	5
B	Rondelle piatte M5	5
C	Viti a testa cilindrica in nylon M5 x 0,8 x 14 mm	8
D	Vite a testa cilindrica 1/4-20 x 1	2
E	10-32 x 1 vite a testa cilindrica	4
F	Dado di bloccaggio in nylon 1/4-20	2
G	Vite a testa tonda M6 x 1 x 18 mm	2
H	Vite a testa tonda M5 x 0,8 x 18 mm	4
J	Dado di bloccaggio in nylon M6	2

Assemblaggio hardware

Passaggio 1: Rimuovere la vite a brugola M5 x 0,8 x 25 mm (A) e la rondella M5 (B) dal supporto all'estremità del montante inferiore (C).

Passaggio 2: Rimuovere il dado di collegamento (D) dall'estremità del montante inferiore (C). Inserire il connettore conico del montante inferiore nel collegamento sulla bulloneria del poggiatesta (E).



Hardware per poggiatesta **UniLink Ultra** mostrato montato su uno stelo QCR (Quick Clean Release). È necessario uno stelo UniLink QCR.

Passaggio 3: Sostituire il dado di collegamento (D), la rondella M5 (B) e la vite a brugola M5 x 0,8 x 25 mm (A) nel gruppo e serrare la vite per fissare in posizione l'hardware del poggiatesta.


Installazione del supporto per lo schienale del sedile

Passaggio 1: Allineare il supporto dello schienale allo schienale all'altezza necessaria. Con due o quattro viti a brugola (vedere l'opzione 1 o l'opzione 2 di seguito), fissare il supporto dello schienale al telaio dello schienale. Serrare con una chiave esagonale da 5 mm.

Passaggio 2: Allentare leggermente la maniglia di montaggio dello schienale del sedile per liberare il montante inferiore.


Passaggio 3: Inserire il montante nell'apertura di montaggio dello schienale.

Passaggio 4: Fissare il montante inferiore al supporto dello schienale stringendo la maniglia in senso orario. Assicurarsi che la parte inferiore del collare di arresto sia a filo con la parte superiore del morsetto di montaggio dello schienale.



Opzione 1


Opzione 2



⚠ ATTENZIONE

Installazione errata del supporto dello schienale del sedile può causare irritazione per l'utente.


Montaggio del poggiatesta sull'hardware



PASSO 1

Passaggio 1: posizionare la sfera da 17 mm nella presa situata nella parte posteriore del poggiatesta. Far scorrere l'anello diviso sull'asta dietro la sfera e poi verso il poggiatesta per trattenere la sfera.

Passaggio 2: avvitare le quattro viti a brugola attraverso i fori negli anelli divisi e nel supporto sul poggiatesta.



PASSO 2

Passaggio 3: lavorando in diagonale, serrare uniformemente le viti assicurandosi che l'anello diviso rimanga parallelo al supporto del poggiatesta.

Ripetere il processo per il pad sub-occipitale.


PASSO 3

ATTENZIONE

Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio, poiché potrebbe causare parti danneggiate e guasti prematuri. Se si verifica un allentamento ripetuto degli elementi di fissaggio, è possibile applicare un composto frenafilletti adatto.

Regolazione del poggiatesta UniLink Ultra


UniLink™



Passaggio 1: per regolare i collegamenti UniLink del poggiatesta UniLink Ultra, allentare la vite a brugola sul giunto che si desidera regolare con una chiave esagonale da 4 mm. Spostare il giunto all'angolo desiderato e serrare la vite per fissarlo.


Occipitale

Passaggio 2: il pad occipitale è regolabile su tre piani. Allentare le quattro viti a brugola che fissano l'anello diviso al pad e deviare il pad in alto, in basso, a sinistra, a destra o ruotare. Stringere uniformemente le quattro viti per fissarle nel nuovo orientamento.



Sub-Occipitale

Passaggio 3: il pad sub-occipitale viene regolato allo stesso modo del pad occipitale con una regolazione aggiuntiva disponibile. Allentare le due viti mostrate nell'illustrazione a sinistra e l'imbottitura può essere spostata avanti e indietro per adattare l'adattamento al cliente. Stringere le due viti per bloccare il nuovo adattamento.



Assistenza Concessionaria

Durante il primo utilizzo da parte dell'utente, si consiglia al rivenditore o al tecnico dell'assistenza non solo di assemblare il prodotto, ma anche di spiegare la configurazione del posizionamento dell'utente all'utente (vale a dire, l'utente e/o l'operatore). Se necessario, il rivenditore può apportare le modifiche finali.



AVVERTENZA

Il poggiatesta **UniLink™ Ultra** deve essere prescritto e montato solo da un operatore sanitario qualificato.

Test utente

È importante che il cliente sia pienamente consapevole dell'installazione del poggiatesta **UniLink Ultra**, di come utilizzarlo e di come può essere regolato per adattarsi comodamente al cliente. In qualità di rivenditore, procedere come segue:

- Spiegare e mostrare al cliente come è stata eseguita l'installazione e spiegare la funzione.
- Far verificare all'utente la posizione del poggiatesta **UniLink Ultra**.
- L'hardware è nella posizione corretta per il cliente?
- Tutti i comandi possono essere azionati in sicurezza e con il minimo sforzo?
- Se necessario, apportare eventuali modifiche al posizionamento.
- Spiegare possibili problemi al cliente e come affrontarli.

Condizioni d'uso

Il poggiatesta **UniLink Ultra** è destinato all'uso installato dal rivenditore, in conformità con le istruzioni di installazione in questo manuale.

Assicurarsi che le condizioni d'uso previste siano comunicate dal rivenditore o dal tecnico dell'assistenza all'utente e/o addetto durante il primo utilizzo.

Se le condizioni di utilizzo cambiano in modo significativo, contattare il rivenditore o un tecnico dell'assistenza qualificato per evitare danni accidentali.



PERICOLO

Mancato rispetto di queste avvertenze potrebbe causare gravi danni fisici.

Sicurezza

- Controllare periodicamente l'hardware per viti allentate o parti usurate.
- Controllare il poggiatesta per eventuali rotture di schiuma e/o metallo che passa attraverso la schiuma. Questo potrebbe essere potenzialmente pericoloso per il cliente.

SICUREZZA

Riparare o sostituire le parti secondo necessità.



AVVERTENZA

Durante il trasporto, assicurarsi che il cliente sia correttamente allineato e che le cinture di sicurezza e le imbracature siano allacciate.



AVVERTENZA

Assicurarsi che l'allineamento del poggiatesta non induca l'utente a esserlo spostato in una posizione che creerebbe forza contro qualsiasi parte del loro corpo.



AVVERTENZA

Utilizzo di un poggiatesta senza le coperture in posizione può causare disagio all'utente e usura eccessiva del cuscinetto in schiuma.

Pulizia

- Per lavare la fodera, rimuovere la fodera dal poggiatesta.
- Lavare la fodera in lavatrice in acqua fredda, ciclo delicato e asciugare a gocciolamento.
- Non lasciare che la schiuma si bagni.
- Non utilizzare il poggiatesta senza il rivestimento in posizione.



AVVERTENZA

NON usare candeggina. **Non** stirare.
Non lavare o asciugare a temperature superiori a 80°C (176°F).

Disposizione

Per i prodotti che contengono batterie o componenti elettronici, restituire il prodotto a personale qualificato per lo smaltimento. Tutti i componenti del prodotto devono essere smaltiti correttamente in conformità con le rispettive normative ambientali locali e nazionali.

La satisfacción del cliente.....	i
General.....	i
Información general	ii
Garantía.....	ii
Referencia del proveedor.....	ii
Etiquetas de advertencia	iii
Etiquetas de advertencia.....	iii
De responsabilidad limitada	iii
Pruebas	iii
Diseño y Función	1
Uso previsto	1
Características.....	1
Sujetadores incluidos	1
Instalación.....	2-5
Ensamblaje de hardware	2
Instalación del soporte del respaldo del asiento.....	3
Montaje del reposacabezas en el hardware	4
Ajuste del reposacabezas UniLink Ultra	5
Uso por primera vez.....	6
Asistencia del distribuidor	6
Pruebas de usuario.....	6
Condiciones de Uso	6
Cuidado y mantenimiento	7
Seguridad	7
Limpieza.....	7
Desecho	7

Stealth Products está comprometido con la satisfacción del cliente al 100%. Su completa satisfacción es importante para nosotros. Comuníquese con nosotros si tiene comentarios o sugerencias para ayudarnos a mejorar la calidad y la facilidad de uso de nuestros productos.

Puede comunicarse con nosotros en:



Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Teléfono: (512) 715-9995

Fax: (512) 715-9954

Gratuito: (800) 965-9229

Gratuito: (800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com



EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany	CH REP SODIMED SA Chemin Praz Devant 12 1032 Romanel sur-Lausanne Switzerland	Representante autorizado del Reino Unido MDSS-UK RP 6 Wilmslow Road, Rusholme Manchester M14 5TP United Kingdom
---	---	---

General

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el producto. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de este documento puede provocar daños a la propiedad, lesiones o la muerte. El mal uso del producto o el incumplimiento de las instrucciones anulará la garantía.

Interrumpa el uso de inmediato si alguna función se ve comprometida, si faltan piezas o están sueltas, o si algún componente muestra signos de desgaste excesivo. Consulte con su proveedor para reparación, ajuste o reemplazo.

Todas las personas responsables de la instalación, el ajuste y el uso diario de los dispositivos mencionados en estas instrucciones deben conocer y comprender todos los aspectos de seguridad de los dispositivos mencionados. Para que nuestros productos se utilicen con éxito, debe leer y comprender todas las instrucciones y advertencias, y mantener nuestros productos de acuerdo con nuestras instrucciones de cuidado y mantenimiento.

Las instrucciones de instalación le guiarán a través de las opciones y posibilidades de este producto.

Las instrucciones están escritas con la intención expresa de uso con configuraciones estándar. También contienen información importante sobre seguridad y mantenimiento, así como describen posibles problemas que pueden surgir durante el uso. Para obtener más ayuda o aplicaciones más avanzadas, comuníquese con **Stealth Products** al (512) 715-9995 o al número gratuito (800) 965-9229 o con su proveedor.

Guarde siempre las instrucciones de funcionamiento en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario.

Toda la información, imágenes, ilustraciones y especificaciones se basan en la información del producto que estaba disponible en el momento de la impresión. Las imágenes e ilustraciones que se muestran en estas instrucciones son ejemplos representativos y no pretenden ser representaciones exactas de las diversas partes del producto.



PRECAUCIÓN

Estos productos están diseñados para ser ajustados, aplicados e instalados exclusivamente por un profesional de la salud capacitado para estos fines.

El ajuste, la aplicación y la instalación por parte de una persona no calificada podría provocar lesiones graves.

Garantía

Nuestros productos están diseñados, fabricados y producidos con los más altos estándares. Si se encuentra algún defecto en el material o en la mano de obra, **Stealth Products** reparará o reemplazará el producto a nuestra discreción. Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, no se extenderá más allá de la duración de esta garantía. **Stealth Products** no garantiza daños debido a, entre otros: Mal uso, abuso o aplicación incorrecta del producto y/o modificación del producto sin la aprobación por escrito de **Stealth Products, LLC**. Cualquier alteración o falta de número de serie, en su caso, anulará automáticamente toda garantía.

Stealth Products, LLC es responsable únicamente de las piezas de repuesto. **Stealth Products, LLC** no es responsable de los costos de mano de obra incurridos.

Stealth Products garantiza contra fallas debido a materiales o mano de obra defectuosos:

Cubre: 2 años

Hardware: 5 años

Electrónica: 3 años

En caso de falla de un producto cubierto por nuestra garantía, siga los procedimientos que se describen a continuación:

Llame a **Stealth Products** al (512) 715-9995 o al número gratuito (800) 965-9229.

Solicite un formulario de Autorización de devolución (RA) del Departamento de devoluciones y siga las instrucciones de la documentación.

Puede descargar copias adicionales de este manual accediendo al sitio web de Stealth (www.stlpro.site/stealth-docs) y buscando "UniLink Ultra" en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.

Referencia del proveedor

Proveedor:	
Teléfono:	
Dirección:	
Fecha de compra:	
Modelo:	

Etiquetas de Advertencia

Se incluyen advertencias para la seguridad del usuario, cliente, operador y propiedad. Lea y comprenda el significado de las palabras clave **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN**, **AVISO** y **SEGURIDAD**, y cómo podrían afectar al usuario, a quienes lo rodean y a la propiedad.



PELIGRO

Identifica una situación inminente que, si no se evita, puede resultar en lesiones graves, muerte y daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

Identifica una situación potencial que, si no se evita, puede resultar en lesiones graves, muerte y daños a la propiedad.



PRECAUCIÓN

Identifica una situación potencial que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves a moderadas y daños a la propiedad.

AVISO

Identifica información importante no relacionada con lesiones, pero posibles daños a la propiedad.

SEGURIDAD

Indica pasos o instrucciones para prácticas seguras, recordatorios de seguridad procedimientos o equipo de seguridad importante que pueda ser necesario.

De Responsabilidad Limitada

Stealth Products, LLC no acepta ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que puedan derivarse del incumplimiento por parte del usuario u otras personas de las recomendaciones, advertencias e instrucciones de este manual.

Stealth Products no se hace responsable de la integración final del ensamblaje final del producto para el usuario final. **Stealth Products** no es responsable de la muerte o lesiones del usuario.

Pruebas

La configuración inicial y la conducción deben realizarse en un área abierta libre de obstáculos hasta que el usuario sea completamente capaz de conducir con seguridad.


Uso previsto

El hardware de soporte para la cabeza UniLink™ Ultra proporciona una solución integral para los problemas de posicionamiento clínicamente más desafiantes. UniLink Ultra utiliza dos superficies de soporte independientes con capacidades de ajuste únicas que brindan el máximo soporte cervical lateral proximal y occipital. Combinado con el versátil hardware UniLink, UniLink Ultra brinda a los médicos opciones de posicionamiento adicionales para adaptarse a posturas asimétricas y deformidades.

Características

- Apoyo independiente de la región occipital y suboccipital.
- Ajuste independiente anterior, posterior, giratorio y angular de cualquiera de las almohadillas para la cabeza.
- Facilita las intervenciones clínicas adicionales con la adición del sistema abatible de perfil bajo y los accesorios.

El hardware del reposacabezas Ultra se muestra montado en un vástago de liberación rápida (QCR). Se requiere un vástago UniLink QCR.




Sujetadores incluidos

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT
A	Tornillos de cabeza hueca M5 x 0,8 x 25 mm	5
B	Arandelas planas M5	5
C	Tornillos de cabeza hueca de nailon M5 x 0,8 x 14 mm	8
D	Tornillo de cabeza hueca de 1/4-20 x 1	2
E	Tornillo de cabeza hueca 10-32 x 1	4
F	Tuerca de bloqueo de nailon de 1/4-20	2
G	Tornillo de cabeza semiesférica M6 x 1 x 18 mm	2
H	Tornillo de cabeza semiesférica M5 x 0,8 x 18 mm	4
J	Tuerca de bloqueo de nailon M6	2

Ensamblaje de hardware

Paso 1: Retire el tornillo de cabeza hueca M5 x 0,8 x 25 mm (A) y la arandela M5 (B) del soporte en el extremo del poste inferior (C).


Paso 2: Retire la tuerca de unión (D) del extremo del poste inferior (C). Inserte el conector cónico del poste inferior al enlace en el hardware del reposacabezas (E).



Paso 3: Vuelva a colocar la tuerca de eslabón (D), la arandela M5 (B) y el tornillo de cabeza hueca M5 x 0,8 x 25 mm (A) en el conjunto y apriete el tornillo para asegurar el hardware del reposacabezas en su posición.

Instalación del soporte del respaldo del asiento


- Paso 1:** Alinee el montaje del respaldo del asiento con el respaldo a la altura necesaria. Con dos o cuatro tornillos de cabeza hueca (consulte la Opción 1 o la Opción 2 a continuación), asegure el montaje del respaldo del asiento al marco del respaldo. Apriete con una llave hexagonal de 5 mm.
- Paso 2:** Afloje ligeramente la manija de montaje del respaldo del asiento para tener espacio libre para el poste inferior.
- Paso 3:** Inserte el poste inferior en la abertura de montaje del respaldo del asiento.
- Paso 4:** Asegure el poste inferior al montaje del respaldo del asiento apretando la manija en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que la parte inferior del collarín de tope esté nivelada con la parte superior de la abrazadera de montaje del respaldo del asiento.



PRECAUCIÓN

Instalación incorrecta del soporte del respaldo del asiento puede conducir a la irritación para el usuario.


Montaje del reposacabezas en el hardware



PASO 1


Paso 1: Coloque la bola de 17 mm en el receptáculo ubicado en la parte trasera del reposacabezas. Deslice el anillo dividido sobre el eje detrás de la bola y luego hacia el reposacabezas para retener la bola.

Paso 2: Pase los cuatro tornillos de cabeza hueca a través de los orificios de los anillos partidos y en el soporte del reposacabezas.



PASO 2

Paso 3: Trabajando en diagonal, apriete uniformemente los tornillos asegurándose de que el anillo dividido permanezca paralelo con el soporte del reposacabezas.



PASO 3

Repita el proceso para la almohadilla suboccipital.




PRECAUCIÓN

No apriete demasiado los sujetadores, ya que puede dañar las piezas y falla prematura. Si se produce un aflojamiento repetido de los sujetadores, se puede aplicar un compuesto fijador de roscas adecuado.

Ajuste del reposacabezas UniLink Ultra

UniLink™




PASO 1


Paso 1: Para ajustar los enlaces UniLink del reposacabezas UniLink Ultra, afloje el tornillo de cabeza hueca en la junta que desea ajustar con una llave hexagonal de 4 mm. Mueva la junta al ángulo deseado y apriete el tornillo para asegurarla.

Occipital

Paso 2: La almohadilla occipital se puede ajustar en tres planos. Afloje los cuatro tornillos de cabeza hueca que sujetan el anillo partido a la almohadilla y desvíe la almohadilla hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha o gírela. Apriete uniformemente los cuatro tornillos para asegurarlos en la nueva orientación.



PASO 2



PASO 3

Sub-Occipital

Paso 3: La almohadilla suboccipital se ajusta de la misma manera que la almohadilla occipital con un ajuste adicional disponible. Afloje los dos tornillos que se muestran en la ilustración de la izquierda, y la almohadilla se puede mover hacia adelante y hacia atrás para adaptar el ajuste al cliente. Apriete los dos tornillos para bloquear el nuevo ajuste.

Asistencia del distribuidor

Durante el uso por primera vez por parte del usuario, se recomienda que el distribuidor o técnico de servicio no solo ensamble el producto, sino que también le explique la configuración del posicionamiento del usuario (es decir, el usuario y/o el asistente). Si es necesario, el distribuidor puede hacer los ajustes finales.



ADVERTENCIA

El reposacabezas **UniLink™ Ultra** solo debe recetarse y ajustado por un profesional de la salud calificado.

Pruebas de usuario

Es importante que el cliente sea plenamente consciente de la instalación del reposacabezas UniLink Ultra, cómo usarlo y cómo se puede ajustar para que se ajuste cómodamente al cliente. Como distribuidor, proceda de la siguiente manera:

- Explique y muestre al cliente cómo ha ejecutado la instalación y explíquelo la función.
- Haga que el usuario pruebe la posición del reposacabezas **UniLink Ultra**.
- ¿Está el hardware en la posición adecuada para el cliente?
- ¿Se pueden operar todos los controles de manera segura y con el mínimo esfuerzo?
- Si es necesario, realice ajustes en el posicionamiento.
- Explicar posibles problemas al cliente y cómo abordarlos.

Condiciones de Uso

El reposacabezas **UniLink Ultra** está diseñado para ser utilizado tal como lo instaló el distribuidor, de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.

Asegúrese de que el distribuidor o técnico de servicio comunique las condiciones de uso previstas al usuario y/o asistente durante el primer uso.

Si las condiciones de uso cambian significativamente, comuníquese con su distribuidor o un técnico de servicio calificado para evitar daños no deseados.



PELIGRO

Incumplimiento de estas advertencias podría resultar en lesiones corporales graves.

Seguridad

- Revise periódicamente el hardware en busca de tornillos sueltos o piezas desgastadas.
- Revise el reposacabezas en busca de roturas de espuma y/o metal que sale a través de la espuma. Esto podría ser potencialmente peligroso para el cliente.

SEGURIDAD

Repare o reemplace las piezas según sea necesario.



ADVERTENCIA

Durante el transporte, asegúrese de que el cliente esté correctamente alineado y que los cinturones de seguridad y los arneses estén abrochados.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que la alineación del reposacabezas no haga que el usuario se mueva a una posición que genere fuerza contra cualquier parte de su cuerpo.



ADVERTENCIA

El uso de un reposacabezas sin las cubiertas en su lugar puede provocar molestias para el usuario y un desgaste excesivo de la almohadilla de espuma.

Limpieza

- Para lavar la funda, retire la funda del reposacabezas.
- Lave la cubierta a máquina en agua fría, ciclo delicado y seque al aire.
- No permita que la espuma se moje.
- No utilice el reposacabezas sin la funda colocada.



ADVERTENCIA

NO use lejía. **No** planchar.
No lave ni seque a temperaturas superiores a 80°C (176°F).

Desecho

En el caso de productos que contengan baterías o componentes electrónicos, devuélvalos a personal calificado para su eliminación. Todos los componentes del producto deben desecharse correctamente de acuerdo con las reglamentaciones ambientales locales y nacionales respectivas.

Notes - Anmerkungen - Remarques - Appunti - Notas

[illegible]

Notes - Anmerkungen - Remarques - Appunti - Notas

[illegible]

Notes - Anmerkungen - Remarques - Appunti - Notas

[illegible]



© 2022, Stealth Products, LLC

Warranty Information



Home Page



Online User Manual



Stealth Products, LLC · info@stealthproducts.com · www.stealthproducts.com
(800) 965-9229 | (512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611